

LA CORRETTA VISIONE DELLA VITA ATTIVA

Le proposte correttive di Essilor, pensate specificamente per presbiteri ed ametropi che praticano attività sportiva.

Varilux® Sport dedicata ai presbiteri sportivi.

Lo specifico profilo progressivo di Varilux® Sport, la prima lente con design Varilux

creata per migliorare il comfort e la qualità della visione dei presbiteri, favorisce un utilizzo senza compromessi nelle attività sportive.

Realizzata grazie all'impiego dell'innovativa modalità costruttiva Advanced Digital Surfacing, basata sulla prescrizione di ogni singolo portatore, integra in modo globale tutti i parametri quali sfero, cilindro, asse e addizione. Entrambe le superfici della lente sono costruite con la metodologia Point by Point Twinning.

La **visione per lontano** è favorita da un ampio campo visivo, ideale per chi pratica sport all'aperto. La **visione intermedia** porta ad una naturale inclinazione del capo e dello sguardo.

L'area del vicino, ridotta e stabilizzata, facilita e velocizza l'accesso alla **visione ravvicinata** per un'attenta osservazione di mappe, cellulare, orologio, ecc.

La **visione dinamica**, decisamente sollecitata durante l'attività sportiva, permette la focalizzazione puntale degli oggetti in movimento.

Varilux® Sport è in policarbonato Airwear® che offre elevata resistenza agli impatti, estrema leggerezza e protezione al 100% dai raggi UV.



Progressiva Standard



Varilux Sport

**SOLUZIONI
TECNOLOGICAMENTE
AVANZATE STUDIATE
PER CONSENTIRE
ANCHE A CHI
PRATICA SPORT
DI GODERE DEI
VANTAGGI DELLE
PROPOSTE
CORRETTIVE DI
ESSILOR**

Le proposte abbinabili a Varilux® Sport:

Sports Sol-utions, una gamma di tonalità con colorazione in massa o polarizzante, per filtrare la luce blu sino al 90%.

Polarizzante, per un'efficace protezione dall'abbagliamento da riverbero, ideale per sport acquatici e sport su strada.

Melanina, specifica per proteggere gli occhi ed il contorno occhi dai nocivi raggi solari.

Essilor Transitions®, la versione fotocromatica per chi pratica sport sia all'aperto che in interni.

Xelios PhysioTints®, 4 tonalità uniformi per contrastare l'intensità della luce.

Sports SOL-utions, lenti correttive solari per amatori sportivi.

L'innovazione tecnologica delle lenti Sports SOL-utions combina protezione e correzione. Il sistema applicato, in grado di procurare un'eccellente qualità filtrante, è quello della colorazione nella massa. I pigmenti colorati restano inalterati nel substrato della lente, anche se esposta ai raggi UV o sottoposta a graffi. Il colore è uniforme su tutta la superficie e presenta la stessa tonalità, indipendentemente dal potere della lente.

Le Sports SOL-utions sono in policarbonato Airwear® sinonimo di leggerezza, resistenza agli urti e protezione totale dai raggi UV. Filtrano la luce blu sino al

Lenti correttive solari, per lo sport

Sports SOL-utions.
6 tinte per 20 sport.

90%, restituendo una percezione inalterata dei colori, per un miglior comfort visivo e una visione più nitida dei dettagli.

Sei le tonalità che Essilor ha selezionato in osservanza alle Norme Europee e che sono tra quelle indicate per il riconoscimento dei segnali stradali.

Le Sports SOL-utions, ad eccezione della tonalità SHERPA, sono indicate per la guida. Due le proposte polarizzanti.

Inuit (polarizzante) ideale per pesca, pattinaggio o bicicletta.

Mistral (polarizzante) quando sport ed acqua si incontrano.

Apache colore specifico per sport che richiedono alta precisione (tiro a segno, tiro con l'arco, caccia...) e per lo sci in condizioni di scarsa visibilità.

Master per i patiti del golf, del tennis ...per non perdere mai di vista la pallina.

Touareg per gli amanti di arrampicata, escursionismo, mountain-bike.

Sherpa per coloro che praticano sport d'alta quota, ladove la necessità di una protezione estrema è basilare.